



# Vollautomatische Desinfektion Ihres CPAP-Zubehörs



## SoClean 2 CPAP- Desinfektionssystem

reinigt und desinfiziert Maske,  
Schlauch und Befeuchter

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Der schnelle und effiziente Weg Ihr CPAP Zubehör zu desinfizieren



Der Ozonreiniger entfernt zuverlässig CPAP-Keime in der Maske, dem Schlauch und dem Befeuchter. Von der Maske aufgenommene Gerüche werden komplett beseitigt.



- 1 Entfernt 99,9 % aller Bakterien und Viren**  
Der SoClean 2 desinfiziert zuverlässig mit aktiviertem Sauerstoff. Dieser wird vor der Freisetzung durch den Filter in normalen Sauerstoff umgewandelt.
- 2 Einmaliges Setup**  
Einmal eingestellt, werden per Knopfdruck und ohne weiteren Aufwand Maske, Schlauch und Befeuchter mit Ozon durchströmt.
- 3 Vollautomatische Reinigung**  
Verbinden Sie Ihr CPAP-Gerät mit SoClean 2 und legen Sie Ihre Maske komplett, ohne sie vorher in Einzelteile zu zerlegen, in das Desinfektionsgerät.



## Bestellhinweis

Artikel		Art.-Nr.
SoClean 2 inkl. Filterkassette und Rückschlagventil für Befeuchter		77SC1200
SoClean 2 Filterkassette		77PN1207
SoClean 2 Waschlotion		77PN1101

## Technische Daten

Allgemein	
Abmessungen	19,1 x 16,5 x 21,6 cm
Gewicht	2,54 kg
Kabellänge	1,4 m



**Kompetente Beratung**  
durch erfahrenes Homecare-Team



**Schnelle Lieferung**  
österreichweit versandkostenfrei



**Bundesweite Betreuung**  
in unseren Atemzentren



**Beste Qualität**  
und faire Preise



[www.habel-shop.at](http://www.habel-shop.at)